

Trousse de premiers secours

Élément	Description	S (1-10 pers.)	M (10-25 pers.)	L (25+ pers.)
Pansements assortis (tailles variées)	Pansements hypoallergéniques de tailles variées pour le traitement des coupures, plaies légères et éraflures.	20	40	60
Compresse stériles 10x10 cm (2/sachet)	Compresse stériles pour le nettoyage, la désinfection et la protection des plaies.	5	10	15
Compresse stériles 5x5 cm (2/sachet)	Compresse de petite taille pour le soin et la protection des plaies superficielles.	5	10	15
Bandes cohésives	Bande permettant de maintenir les compresses en place ou de réaliser un bandage de soutien.	2	4	6
Bandages triangulaires	Permettent d'immobiliser ou de soutenir un bras, ou de réaliser une écharpe improvisée.	1	2	4
Bandages cohésifs (auto-fixants)	Bandages adhérent sur eux-mêmes sans coller à la peau, pour maintenir un pansement ou une compresse.	1	2	4
Compresse pour brûlures 10x10 cm	Compresse stériles imprégnées de gel apaisant pour le traitement rapide des brûlures.	1	1	2
Gel brûlures - 3,5 ml	Gel apaisant prêt à l'emploi pour les brûlures légères ou superficielles.	1	2	4
Lingettes désinfectantes	Lingettes imprégnées pour le nettoyage et la désinfection rapide de la peau avant le soin.	10	20	30
Désinfectant cutané - 250 ml	Solution antiseptique destinée au nettoyage et à la désinfection des plaies cutanées.	1	1	2
Pansement compressif	Pansement compressif stérile permettant de stopper rapidement une hémorragie externe par application d'une pression directe sur la plaie.	1	1	1
Compresse oculaires	Compresse oculaire stérile pour la protection et le soin de l'œil en cas d'irritation ou de blessure légère.	1	2	4
Poches de froid instantané	Poches à usage unique produisant un froid immédiat pour soulager contusions, entorses ou gonflements.	2	2	4
Gants nitrile (paires)	Gants médicaux à usage unique protégeant le secouriste contre le sang et les liquides biologiques.	8	12	24
Ciseaux inox	Ciseaux à bouts ronds en acier inoxydable pour découper pansements, vêtements ou bandages en toute sécurité.	1	1	1
Pince à écharde	Outil de précision pour retirer une écharde ou un petit corps étranger de la peau.	1	1	1
Épingles de sûreté	Permettent de fixer les bandages ou de maintenir des attelles.	4	8	12
Ruban adhésif (sparadrap)	Ruban adhésif polyvalent pour fixer compresses ou renforcer un bandage.	1	1	2
Couverture de survie	Protège la victime du froid, de la chaleur ou du vent en cas d'urgence.	1	2	4
Vomibag	Sachets hygiéniques pour recueillir les vomissements et éviter la contamination de l'environnement.	1	2	4
Masque ventilation RCP	Masque avec valve unidirectionnelle pour réanimation cardio-pulmonaire sécurisée.	1	1	2
Sacs déchets contaminés	Sacs résistants destinés à l'élimination sécurisée du matériel souillé.	1	2	2
Sérum physiologique (NaCl 0,9 %) – 5 ml	Solution saline stérile pour le rinçage des yeux, des plaies ou des muqueuses.	5	10	15
Calendrier de vérification	Document permettant le suivi régulier des contrôles et du matériel.	1	1	1
Manuel de premiers secours	Guide illustré présentant les gestes essentiels à adopter en situation d'urgence.	1	1	1
Gel hydroalcoolique	Solution hydroalcoolique pour l'hygiène rapide et efficace des mains sans eau.	1	1	1
Stylo	Permet de consigner les incidents et de compléter les documents de suivi.	1	1	1